

VIRUCID

DETERGENTE DESINFECTANTE ALCALINO CON AMONIOS CUATERNARIOS

APLICACIONES Y USOS AUTORIZADOS

Uso ambiental. Desinfección de contacto: Superficies y equipos. Aplicación exclusivamente por personal profesional.

COMPOSICIÓN

Cloruro de didecil dimetil amonio (3,3%), Cloruro de bencil C12-14 alquildimetil etil amonio (3,3%), Cloruro de bencil C12-16 alquildimetil amonio (3,3%), Disolventes y excipientes c.s.p (100%)

DATOS TÉCNICOS

▪ Aspecto	Líquido
▪ Olor	Característico
▪ Color	incoloro
▪ pH (1%):	11,5 - 13
▪ Densidad (20º-C)	1010 – 1030 kg/m ³



INSTRUCCIONES DE USO

1. Limpiar las superficies a desinfectar. 2. Diluir según la aplicación y la eficacia requerida. Prepare una solución fresca justo antes de ser utilizada y reemplazar si la solución se ensucia visiblemente. 3. Aplicar sobre superficies duras frotando, pulverizando y limpiando con un trapo o con un paño mojado. Remoje la fregona o paño con el producto diluido y frote toda la superficie a desinfectar, o rocíe el producto diluido sobre la superficie que se va a desinfectar y, a continuación, frote la superficie. Asegúrese de que la superficie esté completamente mojada después del paso de la fregona o el paño. 4. Alternativamente, sumerja los artículos en el producto diluido, asegurando que los artículos a desinfectar estén secos y están inmersos por completo. 5. Enjuague o deje secar al aire. El enjuague de los suelos no es necesario a menos que deban ser encerados o pulidos. 6. Este producto no debe utilizarse en combinación con otros biocidas o productos de limpieza. 7. Compruebe la compatibilidad con las superficies mediante una primera prueba en una zona discreta. **Organismo/dilución/tiempo de contacto:** Desinfección Industrial & Institucional de Superficies (TP2) 1% (10ml/l), 5 min., Bactericida (EN1276, EN16615), Levuricida (EN1650, EN16615) 2,5% (25 ml/l), 15 min., Bactericida, Levuricida, Virucida contra virus encapsulados (EN14476, EN16777) 3% (30ml/l), 5 min., Bactericida, Levuricida, Virucida contra Virus Encapsulados (EN14476, EN16777). Desinfección Industrial & institucional de equipos no médicos por inmersión (TP2) 2% (20ml/l), 15 min., Bactericida (EN1276, EN14561), Levuricida (EN1650, EN14562) Frecuencia de aplicación: 1-2 veces al día, o según lo requiera el régimen de higiene del sitio. Aplicar 30 – 50 ml/m². Realizar una limpieza después de cada jornada laboral y siempre que sea necesario.

DATOS LOGÍSTICOS

Disponible en caja de 4 envases de 5kg o en envase de 25kg